

Attenuation table* - Loop earplugs

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	15.5	17.0	15.7	14.3	19.0	23.2	30.4	20.4
Standard deviation (dB)	5.5	3.8	5.0	2.8	3.5	1.8	4.5	5.7
Assumed protection value (dB)	10.0	13.2	10.7	11.5	15.5	21.4	25.9	14.7

CE 1974 | EN 352 Tested according to EN 2:2002-352 and yearly control by PZT GmbH, Bismarckstr. 264, D26389- Wilhelmshaven (NB 1974)

*Tested with silicone ear tips.

Foam ear tips are not certified as hearing protection according to (EU)425/2016

SNR = 18 dB H = 19 dB M = 15 dB L = 13 dB

EAR TIP SIZE: S = 11 mm M = 12mm L = 13mm

Loop bvba declares that the PPE Loop earplugs is in compliance with the Regulation (EU) 2016/425 and certified by PZT GmbH. The full text of the EU Declaration of Conformity is under following link: loopearplugs.com/doc

Loop bvba, Vorstermanstraat 2000, 11 Antwerpen, Belgium
hello@loopearplugs.com

EN Loop protects your ears against hearing loss, damage and tinnitus. Wear them at concerts, events, against noise, etc. Insert by taking the earplug between your thumb and index finger. To ease insertion, pull the top of your ear. Gently push and twist until the ear tip seals your ear canal completely. Remove Loop with a slow twisting motion to gradually break the seal.

Wipe clean with a damp cloth. Do not use chemicals, sharp objects or immerse in water. More information can be requested from the manufacturer. Always wear in noisy surroundings. Always store in carry case. Inspect regularly for serviceability. Keep out of reach of children. Wear and maintain according to instructions. Protection will be impaired if recommendations are not followed. Loop is not liable for damage by misuse or loss of hearing.

FR Loop protège vos oreilles contre la perte auditive, les dommages et les acouphènes. Portez-les lors de concerts, événements, contre le bruit, etc. Insérez en prenant Loop entre votre pouce et index. Pour faciliter l'insertion, tirez le haut de votre oreille. Poussez et tournez doucement jusqu'à ce que l'embout scelle complètement votre canal auditif. Enlevez Loop en effectuant un lent mouvement de torsion pour casser progressivement le joint.

Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits chimiques, d'objets tranchants ni plonger dans l'eau. Plus d'informations peuvent être demandées au fabricant. Portez toujours dans un environnement bruyant. Toujours stocker dans la pochette. Inspectez régulièrement la facilité d'entretien. Tenir hors de portée des enfants. Porter et entretenir conformément aux instructions. La protection sera compromise si les recommandations ne sont pas suivies. Loop n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une perte d'audition.

DE Der innovative Gehörschutz von Loop schützt vor Gehörverlust, Gehörschäden und Tinnitus. Benutzen Sie Loop bei Konzerten, Events und als Lärmschutz. Der Gehörschutz kann ganz einfach eingesetzt werden, in dem Sie die Ohrstöpsel zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und langsam einführen. Es geht einfacher, wenn Sie die Oberseite des Ohres etwas nach unten ziehen. Drehen und drücken Sie vorsichtig, bis der Ohrstöpsel den Gehörgang vollständig abdichtet. Zum Rausnehmen den Ohrstöpsel langsam und mit einer behutsamen Drehbewegung wieder rausziehen.

Die Loop Ohrstöpsel können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien, scharfe Gegenstände und tauchen Sie die Loops nicht ins Wasser ein. Weitere Informationen können beim Hersteller angefordert werden. Benutzen Sie Loop immer in lauten Umgebungen. Bewahren Sie den Loop Gehörschutz immer in der Aufbewahrungstasche auf. Überprüfen Sie die Ohrstöpsel regelmäßig auf die Gebrauchstauglichkeit.

Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Tragen und Pflegen Sie die Loops gemäß den Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Einsetzanleitung kann die Schutzwirkung beeinträchtigt werden. Loop haftet nicht für Schäden durch Missbrauch und Hörverlust.

ES Loop protege sus oídos contra la pérdida y daño de la audición y el tinnitus. Úselos en conciertos, festivales, eventos, etc. Insértelos tomando el tapón auditivo entre el pulgar y el dedo índice. Para facilitar la inserción, tire de la parte superior de la oreja. Empuje y gire suavemente hasta que la punta del tapón selle completamente su canal auditivo. Retire el Loop con un movimiento de giro lento para romper gradualmente el sello.

Limpie con un paño húmedo. No utilice productos químicos, objetos punzantes ni lo sumerja en agua. Se puede solicitar más información al fabricante. Utilízalo siempre en entornos ruidosos. Guárdelo siempre en el estuche Loop. Revisa regularmente el estado de los tapones. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Úselos y manténgalos de acuerdo con las instrucciones. La calidad de protección se verá afectada si no se siguen las recomendaciones. Loop no se hace responsable de los daños o pérdida de audición debido al uso.

NL Loop beschermt je gehoor tegen tinnitus, oorsuizen en gehoorverlies. Gebruik ze op concerten, evenementen, tegen lawaai, enz. Neem Loop tussen je duim en wijsvinger. Trek aan de bovenkant van je oor om gemakkelijk in te brengen. Duw en draai voorzichtig tot de eartip je gehoorkanaal volledig afsluit. Verwijder Loop met een langzame draaiende beweging om de afdichting geleidelijk te verbreken.

Reinig met een vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën, scherpe voorwerpen en dompel niet onder in water. Meer informatie kan bij de fabrikant worden opgevraagd. Gebruik de oordoppen altijd in luide omgevingen. Bewaar altijd in het opbergzakje. Inspecteer regelmatig op defecten. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruik en onderhoud volgens de instructies. Indien de instructies niet worden gevolgd, zullen de oordoppen je gehoor minder beschermen. Loop is niet aansprakelijk voor gehoorverlies of schade door misbruik.

Stay in the loop
register at loopearplugs.com/register

● JP LOOPは難聴、鼓膜の損傷や耳鳴りから耳を保護します。コンサートやイベントなどでご使用下さい。親指と人差し指を使いLOOPを耳に挿入します。耳たぶの上部を引っ張り上げるようにすると、挿入しやすくなります。LOOPが外耳道をしっかりと密閉するまで静かに捻りながら押します。LOOPを取り出す際はゆっくりと捻りながら取り出して下さい。

お手入れ方法ですが、湿らせた布で拭いて下さい。化学薬品や鋭利な物を使用したり、水に浸さないで下さい。メーカーより更なる詳細情報をご提供いたします。大音量や騒音の多い場所でのご使用をお願いします。付属のキャリーポーチで保管願います。定期的に製品にキズ等が無いかご確認願います。小さなお子様の手の届かない場所で保管願います。ご使用方法並びに保管方法は本状の内容に従って下さい。内容に従って頂かないと、正しく機能が動きません。LOOPは、誤用による聴力の喪失や鼓膜の損傷に関しての責任を負いません。